

MIDCAL™

ANILLO DE CALIBRACIÓN GÁSTRICA PARA BY-PASS CON BANDA

+ Ancho
10 mm

+ Patillas
de sujeción

+ Detección fácil
con tiras radioopaca flexibles

+ Flexible
y dúctil

+ Sistema de cierre ajustable
con 4 circunferencias (mm)

80 75 70 65



MID [®]
INNOVATION FOR SURGERY

Tél : +330 478 174 804

www.mid-med.com



DATOS TÉCNICOS :

Materiales del MIDCAL™ : Silicona de grado médico, adecuada
para una implantación de larga duración

Sin latex - Sin ftalatos

Compatible con RMN

EMBALAJE :

MIDCAL™ envasado en blister dobles sellados.

REF **MID180**

Caja de cartón de dimensiones : 24,6 x 17,5 x 3,4 cm

La caja contiene las instrucciones completas para su uso, y la tarjeta de paciente para “ Portador de anillo MIDCAL™ ”

AVISOS :



Este dispositivo estéril, destinado a implantarse en un cuerpo humano, debe ser manejado exclusivamente por un cirujano o por un miembro calificado de un equipo quirúrgico.



Consultar las instrucciones de uso.



No reutilizar.



No usar un producto cuyo embalaje esté deteriorado.



Método de esterilización por medio de óxido de etileno.



Conservar en un lugar seco, fresco, protegido de la luz.

CE 0459 - Classe : IIb

MID 
INNOVATION FOR SURGERY

SU DISTRIBUIDOR :

9 CHEMIN DU JUBIN
69570 DARDILLY
FRANCE

Tel.: +33 (0)4 78 17 48 04

Fax.: +33 (0)4 72 82 91 23

mid@mid-med.com



www.mid-med.com

MID180-PLQN-ES (01/03/2018). Esta información solo va destinada a profesionales de la salud.
Esta documentación es la ficha técnica del producto MID180.